

CRESCERE CON TIMOCCO

Manuale d'uso versione PLUS



“Crescere con Timocco” è stato progettato con l'aiuto di esperti sullo sviluppo di bambini, con lo scopo di fornire ai bambini esperienze divertenti e stimolanti.

Questa guida vi aiuterà con il processo di installazione e con i primi passi nell'applicazione.

1) Il software “Crescere con Timocco” include:

- 3 paia di guanti (rosso, blue e verde)
- 1 telecamera USB
- 1 codice di licenza prodotto
- 1 manuale d'uso



2) Connettere la telecamera al computer

Utilizzare la porta USB e assicurarsi che il computer sia posizionato in una stanza ben illuminata con un ampio spazio aperto.

3) Scaricare dal sito www.timocco.org/growing il file di installazione del software e procedere con la stessa

4) Attivazione

- Una volta che l'installazione è completa, si aprirà una finestra che chiederà di inserire il codice di licenza del prodotto, così come il vs nome e la vs mail
- Il codice dovrà essere digitato con i trattini (per esempio: ABCDEF-1234-GHI)
- Bisogna essere connessi a internet al fine di eseguire correttamente l'attivazione
- Quando inizierà la piattaforma di gioco per la prima volta, verrà chiesto di compilare come username “admin” e la password “123456”.



5) Si aprirà automaticamente una finestra di calibrazione. Ora dovresti vedere te stesso nella finestra di monitoraggio

6) Inserire i guanti nelle mani del bambino. Si prega di scegliere il colore che meglio contrasta il colore dei vestiti.

7) Calibrare il software di monitoraggio.

Posizionare il bambino a circa 1,5 metri di distanza, di fronte alla telecamera. Aiutare il bambino ad unire le mani verso il quadrato al centro della finestra di monitoraggio. In seguito apparirà la scritta “Ready” sullo schermo.



8) Quando la calibrazione verrà completata con successo, si sarà automaticamente indirizzati alla menu principale di “Timocco”. Per una perfetta performance di prova, assicurarsi che ci sia luce a sufficienza e che la luce non sia posizionata direttamente verso la telecamera.

CRESCERE CON TIMOCCO

Manuale d'uso versione PLUS



9) Navigazione nel riquadro di gioco.

Ciascuna icona sul menu principale porta ad un gioco diverso. Per iniziare un gioco, bisognerà semplicemente cliccare sull'icona desiderata o collegare entrambi i guanti insieme per creare l'effetto "click".

10) Per iniziare a giocare

Tenere ferme entrambe le mani sull'icona "play" o semplicemente cliccando con il mouse. Come si può notare il gioco è guidato dal movimento delle mani.

11) Complimenti

Ora si è pronti per utilizzare "Crescere con Timocco".

Distribuito in esclusiva in Italia da:

Helpicare by Didacare srl

Via Santa Clelia Barbieri n. 12

40017 – Loc. Le Budrie, San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051.6810450 – Fax 051.6811287

info@helpicare.com – www.helpicare.com

