

ISTRUZIONI BIG MACK E LITTLE MACK

1) SCEGLIERE IL COLORE

Con fermezza, ruotate la capsula colorata in senso antiorario per rimuoverla. Inserire il nuovo colore facendo ruotare la capsula in senso orario finché non si ferma. All'interno vi è anche una capsula trasparente, perciò potete togliere la capsula trasparente, applicare una foto o un simbolo sulla capsula colorata scelta, ed infine ricollocare la capsula trasparente.

2) INSERIRE LE BATTERIE E ACCENDERE IL COMUNICATORE

Connettere una batteria da 9 volt sul retro, in basso al dispositivo. Ruotate il volume per accendere (o spegnere) il dispositivo. Nota: per accedere al vano batterie bisogna prima aprire la porta di protezione.

3) ENTRARE NELLA MODALITA' REGISTRA

Tener premuto il pulsante RECORD finché la luce RECORD si accende; a questo punto rilasciare il pulsante.

4) REGISTRARE UN MESSAGGIO

Tenere premuta la capsula, iniziare a parlare quando si sentirà un beep. Rilasciare quando si ha finito. La luce RECORD lampeggerà mentre si effettua la registrazione.

5) USCIRE DALLA MODALITA' REGISTRA

Tenere premuto il pulsante RECORD per uscire dalla modalità "registra". Il vostro comunicatore è ora pronto per l'uso. Nota: questo dispositivo ha un tempo totale di registrazione pari a 2 minuti. La luce diventerà gialla e comincerà a lampeggiare quando rimarranno 10 secondi.

CARATTERISTICHE AVANZATE

Riprodurre un messaggio utilizzando un sensore esterno
Collegare il sensore (di vs scelta e comunque non incluso) con un jack di 3,5mm all'interno della porta (denominata "switch") e continuare ad utilizzare il dispositivo come prima.

CONTROLLO DI GIOCHI O DISPOSITIVI

Inserire nella porta denominata "toy/appl" un qualsiasi gioco adattato. Quando il big/little mack è attivato, il gioco collegato si attiverà per tutta la durata del messaggio registrato.

OPZIONI DI MONTAGGIO

BigMack può essere montato utilizzando il piatto triangolare grande. Avvitare il piatto utilizzando i tre fori sul retro.

GARANZIA

Il prodotto è coperto da una garanzia limitata di due anni. Per maggiori informazioni contattare il proprio fornitore.

