

# ISTRUZIONI I-TALK 2

## 1) INSERIRE LA BATTERIA E ACCENDERE

Aprire il vano porta-batterie e connettere una batteria da 9 Volt nella parte retro-inferiore del dispositivo. Ruotate il volume ON/OFF per accendere il dispositivo.

## 2) ENTRARE NELLA MODALITA' "REGISTRA"

Tenere premuto il pulsante "RECORD" finché la luce "RECORD" si accende, a quel punto rilasciare.

## 3) REGISTRARE UN MESSAGGIO

- Tenere premuto il pulsante "a" e iniziare a parlare quando si sentirà un beep. Rilasciare quando si ha finito.
- Ripetere l'operazione per il tasto "b"

La luce RECORD lampeggerà mentre si sta registrando.



## 4) USCIRE DALLA MODALITA' "REGISTRA"

Tenere premuto il pulsante RECORD per uscire dalla modalità "REGISTRA".

Nota: il dispositivo ha due minuti totali di registrazione. La luce diventerà gialla e comincerà a lampeggiare quando rimarranno solo dieci secondi di tempo di registrazione.

## 5) RIPRODURRE I MESSAGGI

I-talk 2 è ora programmato e pronto per l'uso.

## 6) CARATTERISTICHE AVANZATE

### Controllare giochi o applicazioni

I jack input e output dell'I-talk permettono di attivare giochi adattabili o altre applicazioni con questo dispositivo

- Inserire un qualsiasi gioco adattato in uno o entrambi i jack input e output.
- Registrare un messaggio nella locazione corrispondente.

Nota: la locazione rossa attiva il jack 1, quella gialla attiva il jack 2

- Premere la locazione di interesse per riprodurre un messaggio e attivare così il giocattolo adattato per tutta la lunghezza del messaggio

### Riprodurre un messaggio con un sensore esterno

I-talk2 è settato per essere utilizzato come sopra descritto.

Per utilizzare dei sensori esterni con I-talk2:

- Spegnere il dispositivo
- Collegare il/gli sensore/i di vostra scelta con un jack da 3,5 mm in una o entrambe le uscite.
- Mentre si tengono premuti i sensori esterni, accendere I-talk2

Il controllo di giochi o applicazioni è disabilitato quando si utilizzano i sensori esterni.

Per cambiare il default dell'applicazione per controllare i giochi o le applicazioni, spegnere e riaccendere il dispositivo

## 7) UTILIZZARE FIGURE O SIMBOLI

All'interno di I-talk 2 sono presenti due capsule trasparenti. Utilizzarle per assicurare simboli o figure tra le due capsule. I-talk 2 include inoltre, un porta-simboli al di sopra dei pulsanti. Tirare il fermo di plastica e inserire qualsiasi simbolo o figura fino a 2x2 pollici.