

ISTRUZIONI SUPERTALKER

1. ACCENDERE IL SUPERTALKER

Inserire quattro batterie AA all'interno dell'apposito vano posto sul retro del dispositivo.
Il pulsante ON/OFF è posto sul lato del dispositivo.

2. SELEZIONARE IL LIVELLO E LA GRIGLIA

Con l'overlay desiderato e il blocco tastiera posizionati:

Selezionare un livello (1-8) e la griglia (1, 2, 4, 8) utilizzando i comandi sul lato del dispositivo.

Nota: assicurarsi di abbinare il numero della griglia con il blocco tastiera attualmente sul dispositivo.

Per informazioni su Overlay, blocchi tastiera e consigli utili fare riferimento agli appositi capitoli.



3. ENTRARE IN MODALITA' REGISTRA

Tenere premuto il pulsante RECORD finché si accende la luce RECORD, poi rilasciare

4. REGISTRARE MESSAGGI

Tenere premuta la locazione del messaggio desiderato, iniziare a parlare quando si sentirà un beep. Rilasciare quando si ha finito.

Ripetere per messaggi extra.

La luce RECORD lampeggerà mentre si sta registrando.

Nota: parlare vicino al microfono con un suono forte e chiaro.

5. USCIRE DALLA MODALITA' REGISTRA

Tenere premuto il pulsante RECORD per uscire dalla modalità "Registra".

Nota: questo dispositivo ha 16 minuti in totale di tempo di registrazione. La luce RECORD diventerà gialla quando rimarranno solo due minuti di registrazione.

6. CARATTERISTICHE AVANZATE

Collegare i sensori di vs scelta con un jack standard da 3,5 mm nelle apposite entrate e continuare a utilizzare il dispositivo come prima.

Nota: i sensori vengono associati alle locazioni di messaggi 1 – 8 da sinistra a destra, dipendentemente dalla griglia utilizzata

Controllare giocattoli o apparecchi

Collegare una qualsiasi gioco adattabile o apparecchio all'interno del jack TOY/APPL. Quando il Supertalker è attivo, il gioco collegato si attiverà per la lunghezza di messaggio registrato.

Nota: i jack TOY/APPL sono associati alle prime due locazioni di messaggio sul Supertalker.

Utilizzare il jack Step Ahead

Inserire il sensore di vs scelta nel jack Step Ahead per accedere ai messaggi, dall'1 all'8.

Nota: il jack Step Ahead si muoverà attraverso la locazione dei messaggi basandosi sulla griglia selezionata.

7. BLOCCO TASTIERA E OVERLAYS

Supertalker include i blocchi tastiera nei formati a 1, 2, 4 e 8 griglie. Togliere il blocco tastiera installato premendo sulla tabella e tenendo premuto il centro del pulsante del blocco tastiera. I piccoli sopra ogni disposizione di messaggio corrispondono ai sensori esterni. Il vano sul retro del Supertalker può fermare tre scudi alla volta.

8. CONSIGLI UTILI

- Nella modalità Registra, se il Supertalker non è attivato dopo 20 secondi, il dispositivo esce dalla modalità Registra. Tenere premuto il pulsante RECORD per 10 secondi per cancellare tutti i messaggi dal Supertalker
- Se lo scudo in uso non combacia con la griglia selezionata, il Supertalker non trasmetterà correttamente il messaggio. Se si preme un pulsante dove non vi è alcun messaggio registrato, la luce di registrazione lampeggerà di giallo.
- Blocca o sblocca il controllo del volume premendo contemporaneamente i pulsanti-messaggio in basso a sinistra e in basso a destra.
Quando controllerai il volume; se la luce registra è gialla, il volume è sbloccato, mentre se la luce registra è rossa, il volume è bloccato o max/min