

Led indicatori livello
(verdi)

Microfono

Altoparlante

Caselle vocabolario
chiave (12 secondi cad)

Caselle di messaggio
(8 secondi cad per tutti e
5 i livelli)

Pulsante rosso
accensione/spengimento
sul retro

Pulsante Registrazione
sul retro

Vano pile sul retro

Foro cancellazione
livello sul retro



Led registrazione (rosso)

Controllo volume

Pulsante cambio livelli

Scudo incorporato

Insero plastificato

Linguetta overlay

Vano porta overlay

Tempo di registrazione
totale: 15 minuti (900
secondi)

GO TALK Pocket - 4 - 9 - 20 - 32

MANUALE D'USO

- **REGISTRAZIONE CASELLE MESSAGGI:**

Accendi il Go Talk; udirai un "bip". Premi e rilascia il pulsante di registrazione (sul retro del comunicatore); il led livello (verde) ed il led registrazione (rosso) si accenderanno. Mentre sono accesi questi led premi e rilascia la casella messaggio che desideri registrare. Premendo la casella messaggio vedrai lampeggiare il led (rosso) di registrazione che indica che la registrazione ha avuto inizio. Finito di registrare il messaggio premi qualsiasi casella per terminare la registrazione. Puoi continuare a registrare ogni messaggio oppure puoi registrare l'intero livello.

Al termine della registrazione di ogni messaggio oppure di un intero livello o livelli, premi e rilascia il pulsante di registrazione.

- **ASCOLTO DI UN MESSAGGIO:**

Premi e rilascia la casella del messaggio stesso; il led indicatore di livello (verde) inizierà a lampeggiare. Ora udirai il messaggio che avevi precedentemente registrato.

- **LIVELLI:**

Per cambiare livello premi e rilascia il Pulsante cambia livello sotto i led verdi. Il led verde indicante il livello attuale lampeggia. Premere nuovamente per cambiare livello. Inserisci l'overlay corrispondente al nuovo livello.

Per cancellare i livelli premi e rilascia il pulsante cancellazione sul retro. Premi il pulsante cambia livello fino al livello che vuoi cancellare. Inserisci la punta di una penna o uno stecchino nel foro cancellazione livello sul retro del comunicatore. Così facendo si cancellerà l'intero livello. Ripetere l'azione per procedere con la cancellazione di altri livelli. NB: cancellando i livelli NON verranno cancellate le parole o frasi delle caselle chiave.

- **FUNZIONE BLOCCO LIVELLO:**

Per attivare il blocco livello esegui le operazioni seguenti: Premi e mantieni premuto il pulsante registrazione sul retro del comunicatore. Il led registrazione (rosso) ed i led livello (verde) si accenderanno. Mantenendo sempre premuto il pulsante di registrazione premere e rilasciare il pulsante abbassamento volume. Il led rosso ed il led verde si spegneranno e confermeranno l'attivazione del blocco livello.

- **FUNZIONE BLOCCO REGISTRAZIONE:**

Per attivare il blocco registrazione esegui le operazioni seguenti: Premi e mantieni premuto il pulsante registrazione sul retro del comunicatore. Il led registrazione (rosso) ed i led livello (verde) si accenderanno. Mantenendo sempre premuto il pulsante di registrazione premere e rilasciare il pulsante alzamento volume. Il led rosso ed il led verde si spegneranno e confermeranno l'attivazione del blocco registrazione.

- **ANNULLAMENTO DEL BLOCCO LIVELLO O REGISTRAZIONE:**

Per annullare il blocco livello o registrazione procedete così: spegnete il comunicatore. A comunicatore spento premere e mantenere premuto il pulsante registrazione mentre riaccendete il comunicatore. Il led verde si accende e lampeggia ad ogni livello, mentre il led rosso si accende brevemente ed emette un "bip" sonoro.

- **CASELLE VOCABOLARIO CHIAVE:**

Segui le indicazioni per registrare un messaggio. I messaggi vocabolario chiave saranno uguali per ogni livello. I vocaboli chiave dovrebbero essere usati per messaggi che si usano di frequente: saluti, commenti, questioni semplici e fabbisogni basilari. I messaggi/vocaboli chiave rimarranno invariati a qualsiasi livello.